

# WHAT IS クラプロックス

セルフケアのお困りごとと解決します！

**無料  
配信**

期間限定Webセミナー 2024年 9月21日～12月20日



**クラプロックス  
手用ブラシ**

クラプロックスビューー  
歯みがき

セミナー動画：約 25 分



**クラプロックス  
歯間ブラシ**

セミナー動画：約 25 分



**クラプロックス  
音波式電動歯ブラシ**

HYDROSONIC PRO  
HYDROSONIC EASY  
Black is White

セミナー動画：約 25 分



お申込みから受講までの流れ

ヨシダのホームページよりお申込みください。



<https://www.yoshida-dental.co.jp>

※本セミナーはオンデマンド配信です。配信期間中はいつでも、何度でも視聴できます。

ヨシダホームページより  
お申込み  
※G-PLUSへの会員登録が必要です。

ご登録のアドレスへ  
申込み完了メールが  
届きます

開催日時になったら  
PCや携帯から  
視聴ページへアクセス

セミナー内容についての  
お問い合わせ

ヨシダホームページよりお問合せ  
頂けますようお願い申し上げます。


G-PLUS会員登録や  
セミナー受講方法の  
お問い合わせ

**g-plus@yoshida-dental.co.jp**  
※メールでの受付・回答のみとさせていただきます。  
※お問合せは順次対応させていただきますが、状況により回答までお時間をいただく場合がございます。  
予めご了承ください。

## 歯ブラシ





ハンドルは8角形。誰にでも持ちやすく正しい角度で磨けます。



ハンドルは45°角。自然に把持すれば、歯頸部の効果的なブラッシングができます。

7,600<sup>\*</sup>本の高密度/超極細毛が隙間なく、プラークをしっかりと除去します。



クラブブロックの歯ブラシは一般的なブラシに比べ、最大10倍の高密度植毛によって、効果的にプラークを取り除きます。

※CURAPROX CSスマートの場合


CURAPROX

## 歯間ブラシ





IAプローブ<sup>\*</sup>で歯間を測定し、患者様の歯間ごとに最適な歯間ブラシを提案。

歯間のサイズは人によっても部位によっても違うので、歯間ごとのサイズを適切に把握することを目指しました。



※IAプローブ：インターデンタルアクセスプローブ


歯ブラシでは磨けない歯と歯の間をわずか1ストロークで磨きます。



クラブブロックの歯間ブラシは一般的なブラシに比べ、ブラシ毛が効果的に歯間部内の凹凸を満たし、プラークをしっかりと除去します。

「柔らかいブラシ毛」でご好評頂いてます  
クラブブロックの電動歯ブラシ

HYDROSONIC  
PRO ハイドロソニック プロ  
**歯科専用**



クーレン<sup>®</sup> 繊維  
毛の先が一本一本が丸くカットされており歯茎を傷つけにくい



流体力学  
超高速振動と毛先形状の組み合わせで流体力学効果による洗浄力を発生



スイス生まれのイノベーションが日本に上陸

加齢による口腔環境の変化に  
オーラルフレイルを対策するための音波式電動歯ブラシ

ハイドロソニックイージー  
HYDROSONIC EASY



50

過ぎたら<sup>®</sup>

電動歯ブラシ

プレミアムなのに  
かんたん操作

クラブブロック ブラックイズホワイト

CURAPROX  
**BLACK IS WHITE**

セルフホワイトニングしたい方におすすめ

クラブブロック 電動歯ブラシ  
ブラックイズホワイト (Black is white)

独自開発の黒いブラシで  
汚れを落とす

クラブブロック ブラックイズホワイト  
(Black is white) 粉はみがき 3g/20g

歯本来の白さを取り戻す  
「カーボン」入り  
ホワイトニングパウダー

