

# VITA

# HAKUSUI

# ビタ アンブリア

VITA AMBRIA®

## 無料

# 体験会

強度 550MPa  
達成!

新発売の  
ビタ アンブリアを  
ぜひご体験ください!

ビタ アンブリアはプレス型のジルコニア強化型リシリケートガラスセラミック材料です。特徴は、およそ 10% のジルコニアが含有している事により、微細な粒子構造で優れた表面性状と 550MPa と非常に高い曲げ強度のガラスセラミックである点です。  
更には反応層も出にくいので、反応層を除去する手間が省け、適合精度の高い修復物を製作できるのも特徴です。  
今回のビタ アンブリア体験会では『埋没～グレース完成』までの 1 日実習会を企画し、強度や研磨面の状態等を実際に触れていただければと思います。初心者やブランクがある方でも問題ありません。  
ぜひご参加ください。

### 体験会の内容

- ワックスアップ
- スプルー植立
- 埋没
- 掘り出し
- 希望があればステイン

土・日・祝を除く、弊社営業日の 11 ~ 17 時まで  
※ご希望の日時で調整をいたします

### 対象

歯科医師  
歯科技工士

### 会場

ご希望の会場を  
お選びください

埼玉 白水貿易(株) 関東北営業所

大阪 白水貿易(株) 本社 5F

### 説明員

白水貿易株式会社  
技工マーケティング部スタッフほか

### 当日お持ちいただくもの

お一人様でのご来訪も大歓迎です!  
その際も、スタッフが丁寧にご説明いたします。

- ワックスアップ模型 (前歯クラウン)
- ワックスインスルメント (スプルー植立・カービング等)
- 筆 (ステイン用・築盛用)
- 研磨道具 (貸出用もございます)
- 作業着



ビタ アンブリア

ビタ バキューマット 6000MP

医療機器認証番号 304AKBZX00064000 管理医療機器  
医療機器届出番号 27B1X00020223011 一般医療機器

■ 申込方法・お問合せはこちら

ご提供いただいたお申し込み情報は個人情報保護法に準じ厳密に取り扱いたします。 主催：白水貿易株式会社



白水ホームページの  
セミナーページへアクセス!  
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

QRコードを読み取って簡単 お申込み!

初めてのお申込みには  
ユーザー登録をお願いいたします

ユーザー登録には  
メールアドレスが必要です

PC・スマートフォン・タブレット対応

ログインして  
お申込みください

最短1分! 簡単!

■ 決済方法

クレジットカード払い 銀行振込  
をお選びいただけます。

問合せ 白水貿易株式会社 セミナー受付係  
受付時間 平日 10 時 ~ 16 時 (土日祝日除く)

埼玉会場 関東北営業所 TEL 048-884-3951 (担当: 清水)

大阪会場 大阪本社 TEL 06-6396-4411



■ Sサイズ		標準価格 ¥12,500/5粒入 (¥2,500/粒)
■ Lサイズ		標準価格 ¥15,800/3粒入 (約¥5,200/粒)
■ インベスト Pパウダー		標準価格 ¥25,000 (100g×50)
■ インベスト リキッド		標準価格 ¥5,700 (1,000mL)

※記載内容は2024年1月現在のものです。尚、記載価格はすべて税別です。

- ・トランスルーセント(Sサイズ/Lサイズ)
- ・ハイトランスルーセント(Sサイズ/Lサイズ)
- ・スーパートランスルーセント(Sサイズのみ)


強度 550MPa  
達成!

## Access Map

### 白水貿易株式会社 関東北営業所

さいたま市南区南浦和3-34-2

TEL 048-884-3951




・JR京浜東北線/武蔵野線  
南浦和駅 東口より徒歩約5分

### 白水貿易株式会社 大阪本社

大阪市淀川区新高1-1-15

TEL 06-6396-4400



- 車**
  - ・新大阪駅から約5分、  
大阪駅から新御堂線を経て約12分
- 電車**
  - ・阪急宝塚線  
梅田駅から三国駅まで約8分、  
徒歩約8分
- タクシー**
  - ・JR 新大阪駅 東側(1F) **㊦**
  - ・地下鉄 新大阪駅 北口 **㊦**  
(4番出口)からのご乗車が便利です。