



Aesculap® Dental Instruments  
エースクラップインスツルメント

**B|BRAUN**  
SHARING EXPERTISE



販売名・一般的名称		
販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
歯鏡	歯鏡	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X00218125014
ピンセット	ピンセット	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X00218136005
歯科治療用ピンセット	歯科治療用ピンセット	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X00218136006
歯科用スケーラ	歯科用スケーラ	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X00218162004
歯科用キュレット	歯科用キュレット	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X00218162005
歯周用キュレット	歯周用キュレット	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X00218162006
歯周ポケットプローブ	歯周ポケットプローブ	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X00218164002
歯科用探針	歯科用探針	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X00218164004

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。  
価格は2017年6月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店

製造販売元 **B|BRAUN** SHARING EXPERTISE **AESCLAP®** Competence in Dentistry  
ビー・ブラウンエースクラップ株式会社  
〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

販売元 **SHOFU** 世界の歯科医療に貢献する **株式会社 松風** ●本社:〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11・TEL.(075)561-1112(代) <http://www.shofu.co.jp>  
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

販売元 **SHOFU** **松風バイオフィックス株式会社** ●本社:〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目16-2 TEL.(03)6880-2118 FAX.(03)6880-2488  
●西日本営業所:〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 TEL.(075)283-4180 FAX.(075)283-2418  
<http://www.shofubiofix.co.jp>

1706CDJTI



**SHOFU INC.**

# Competence in Dentistry. Think Aesculap.



1867年にGottfried Jetterlによって手術器具工場として創立されたAesculap®は、瞬間に世界最大の外科器具メーカーへと成長を遂げました。

本社は医療器具工業の中心として世界的に知られるトゥットリンゲンにあり、また、主要な市場に多数の支店を持つことで、現地市場に特化した顧客サービスを提供しています。

Aesculap®は100年以上にわたり歯科器具の開発及び製造を行なっています。今日の一般的な歯科医療は、Aesculap®の多くの技術革新によって、世界中でより簡便に行えるようになりました。歯科手術や治療において新しい技術が登場するたびに、Aesculap®の現代的でその優れた器具が臨床応用を可能にするのです。

創立時から、Aesculap®の順調な発展を支えてきた原動力は技術革新でした。同時に、同社の核には、常に人の健康への強い関心があります。

今日のAesculap®の技術革新が、未来の標準となる医療技術の礎を築いているのです。

## エースクラップ 歯科用インスツルメント ラインナップ

Aesculap®では世界の歯科治療のトレンドを把握し歯科用インスツルメントを約1,600種類提供しています。古典的な診断用インスツルメントや抜歯用インスツルメントに始まり、最新の



インプラント手術にも対応するエルゴプラントシリーズや独自設計のボーンミルなどモラインナップ、マイクロサージェリー用・外科手術用インスツルメントは医科手術で175年の歴史を誇るテクノロジーに裏付けされた製品群からお選びいただけます。歯周治療向けのエルゴペリオシリーズも2015年に製品ラインナップに加わりました。



# ErgoPerio

The New Class of Excellence  
You can see it.  
You can feel it.



## 快適な作業をあなたのもとに

もう手放すことはできないでしょう—  
Aesculap®の新製品、Ergoprobeは治療をよりスムーズにし、疲労を軽減しリラックスできる作業時間を提供します。その秘密は軽さと、専用に作られたハンドル表面の触り心地です。



Ergoprobeはユニークなデザイン性と優れた機能性の両方を兼ね備えています。

## デザインと機能性を高次元で融合

- アナトミカルシェイプ
- 軽く持ちやすいデザインは疲れにくい作業をもたらします
- 素早く正確なハンドリングを可能とする色分けされたハンドル
- オートクレープ滅菌は134℃、乾熱滅菌は240℃まで可能

カタログの表記例

DX201R(例)	190mm(例)
品番	数字は全長(一部寸法)

## 安定したパフォーマンスをお届けするために

- Phynox® スチール製の歯科用探針
  - きめ細かなつくり
  - しなやかさ
  - 安定した使い心地
- 窒化チタンでコーティングされたプローブ
  - 正確なマーキング
  - 段のないスムーズな表面
  - 高い耐摩耗性

## ● 握りやすい表面加工

- 卓越したエルゴノミカルデザイン
  - 細く湾曲したデザインは作業中の手の疲れを軽減します。
  - 軽量化されたハンドル

## ● 先駆的な美しさ

## 丈夫なワーキングチップ

錆びにくい特殊なスチール素材

芯材をしっかりと包む PEEK製ハンドル

人間工学に基づくハンドルデザイン

つや消し加工のワーキングチップ



## 歯周治療用インスツルメント

### 歯周治療用 グレーシーキュレット GRACEY



DB382R グレーシーキュレット 5/6、175mm、GRACEY、¥5,700



DB383R グレーシーキュレット 7/8、175mm、GRACEY、¥5,700



DB385R グレーシーキュレット 11/12、175mm、GRACEY、¥5,700



DB386R グレーシーキュレット 13/14、175mm、GRACEY、¥5,700



DB387R グレーシーキュレット 15/16、GRACEY、¥5,700

### 歯周治療用 グレーシーキュレット Rigid GRACEY

■ リジッドはグレーシーに比べてシャンクが太いタイプです。



DB582R リジッドグレーシーキュレット Fig. 5/6、Rigid GRACEY、¥5,700



DB583R リジッドグレーシーキュレット Fig. 7/8、Rigid GRACEY、¥5,700



DB585R リジッドグレーシーキュレット Fig. 11/12、Rigid GRACEY、¥5,700




DB586R リジッドグレーシーキュレット Fig. 13/14、Rigid GRACEY、¥5,700

## 歯周治療用インスツルメント

### 歯周治療用 グレーシーキュレット After-GRACEY

- グレーシーよりも第一シャンクが3mm長く、先端も細くなっています。



DB592R アフターグレーシーキュレット 5/6、After-GRACEY、¥5,200



DB593R アフターグレーシーキュレット 7/8、After-GRACEY、¥5,200



DB595R アフターグレーシーキュレット 11/12、After-GRACEY、¥5,200



DB596R アフターグレーシーキュレット 13/14、After-GRACEY、¥5,200

### 歯周治療用 グレーシーキュレット Mini-GRACEY

- グレーシーよりも第一シャンクが3mm長く、ブレード全体が細く先端が短くなっています。



DB472R ミニグレーシーキュレット 5/6、175mm、Mini-GRACEY、¥5,700



DB473R ミニグレーシーキュレット 7/8、170mm、Mini-GRACEY、¥5,700



DB475R ミニグレーシーキュレット 11/12、175mm、Mini-GRACEY、¥5,700



DB476R ミニグレーシーキュレット 13/14、175mm、Mini-GRACEY、¥5,700

## 歯周治療用インスツルメント

### 歯周治療用 歯科用スケーラ

■ 歯肉縁上の歯石除去にご使用いただけます。



DB350R スケーラ T2/T3、175mm、¥5,700



DB351R スケーラ USM、175mm、¥5,700



DB370R スケーラ H6/7、175mm、¥5,700



DB391R スケーラ M23、175mm、¥5,700

### 歯周治療用 ユニバーサルキュレット

■ ブレードの両側面にカッティングエッジがあるため、部位によって持ちかえることなくご使用いただけます。



DB362R ユニバーサルキュレット コロンビア 2R/2L、175mm、COLUMBIA、¥5,700



DB363R ユニバーサルキュレット コロンビア 4R/4L、170mm、COLUMBIA、¥5,700



DB368R ユニバーサルキュレット コロンビア 13/14、175mm、COLUMBIA、¥5,700



DB392R ユニバーサルキュレット M23A、175mm、¥5,700

### 歯科治療用 歯科用キュレット (インプラントメンテナンス)

■ チタン製アバットメントを傷つけるリスクが低いスケーラーです。



DB180T チタン製キュレット ランガー 1/2、プリモラー、モラー、LANGER、¥17,000



DB181T チタン製キュレット ランガー 3/4、プリモラー、モラー、LANGER、¥17,000



DB182T チタン製キュレット ランガー 5/6、前歯用、ユニバーサル、LANGER、¥17,000

# 歯周治療用インスツルメント

Items marked \* are necessary for the basic equipment

## 歯周治療用 歯周ポケットプローブ



DB868R ペリオドントメーター PCP 11、160mm、¥6,900



DB867R ペリオドントメーター PCP 11.5C、160mm、WHO、¥6,900



DB874R ペリオドントメーター 160mm、¥6,900



DB865R ペリオドントメーター UNC、15、¥8,200



DB866R ペリオドントメーター UPM (PCP 11.5C + UNC15)、170mm、¥9,500



DB765R ペリオドントメーター PCP 11.5C、165mm、WHO  
圧力コントロール付き、0.2N(20g)、¥12,000



Ergoperio  
Periodontology Instruments  
iFデザインアワード2015受賞  
世界で最も権威あるデザインコンペティションの一つであるiFデザインアワードの(Medical/Healthcare)部門において、歯科製品のエルゴノミックで機能的なデザインが評価されました。

## 歯周治療用 歯科用キュレット/メンテナンス用製品



DB090\*  
砥石

インディア ファイン  
75×45×2-7mm  
¥3,300

DB091\*  
砥石

インディア ミディアム  
75×45×2-7mm  
¥3,300



DB095\*  
砥石

オリジナルアーカンサス  
75×25×7mm  
¥4,500



DB096  
砥石

スーパーアーカンサス  
木製台座付  
100×25×10mm  
¥3,000




DB097  
砥石

スーパーアーカンサス  
楔形  
102×26×5-10mm  
¥2,500



DB098\*  
砥石

インディア  
丸棒状バリ取り用  
100mm  
6mm径  
¥2,300



DB086\*  
テストロッド

スケーラー キュレット  
砥ぎ具合チェック用  
(6入)  
¥9,000




JG600  
メンテナンスオイルスプレー  
300mL  
ノズル2本入り  
¥2,800



JG598\*  
メンテナンス用オイル  
50mL  
¥1,800



JG387R  
デンタルトレイ  
188×84×30mm  
¥32,300



JG388R  
デンタルトレイ  
188×125×30mm  
¥36,000

## 歯科診断用インスツルメント

### 歯科診断用 エクスプローラー(歯科用探針)



DA806R エクスプローラー Fig. 6A、160mm、¥3,300



DA808R エクスプローラー Fig. 8、160mm、¥3,300



DA810R エクスプローラー Fig. 9、160mm、¥3,300



DA811R エクスプローラー Fig. 9A、160mm、¥3,300



DA812R エクスプローラー Fig. 9B、160mm、¥3,300



DA816R エクスプローラー Fig. 23、160mm、¥3,300



DA823R エクスプローラー EXS 3A、160mm、¥3,300

### 歯科診断用 ピンセット / 歯科治療用 ピンセット



DA212R 歯科用ピンセット メリム  
スムーズ、150mm、MERIAM、¥2,500



DA221R 歯科用ピンセット  
Fig. 1、セレーテッド、160mm、¥2,500



DA225R 歯科用ピンセット  
Fig. 3、セレーテッド、160mm、MERIAM、¥2,500



DA241R 歯科用ピンセット  
セレーテッド、150mm、LONDON-COLLEGE、¥2,500



DA244R 歯科用ピンセット ロンドンカレッジ  
セレーテッド、150mm、LONDON-COLLEGE、mod.、¥2,500



DA246R ピンセット エルゴペリオ 150mm、¥7,000

# 歯科診断用インスツルメント

## 歯科診断用 ミラー(歯鏡)


### 歯鏡プラスチックハンドル

- 見分けやすく色分け
- 人間工学に基づき握りやすい
- 240℃までの滅菌に対応



### サーフェイス(標準型ミラー)

- 中程度の照明下で二重像にならない鮮明な像を提供
- 診断、歯石除去等の通常治療に適する



### ロジウム(高品質ミラー)

- より明るい照明下でも二重像にならず、鮮明な像を提供
- 手術、深いう蝕の治療、歯内療法、インプラント、顕微鏡下の治療等に適する



DA026R 歯鏡 平面 スタンダード φ22mm、12個入、¥6,600

DA027R 歯鏡 平面 スタンダード φ24mm、12個入、¥6,600



DA036R 歯鏡 平面 ロジウム φ22mm、12個入、¥7,800

DA037R 歯鏡 平面 ロジウム φ24mm、12個入、¥7,800



DA083 歯鏡 エルゴグローブハンドル 135mm、¥4,300



DA090 歯鏡 プラスチックハンドル 135mm、ブルー、¥1,050



DA091 歯鏡 プラスチックハンドル 135mm、グレー、¥1,050



DA092 歯鏡 プラスチックハンドル 135mm、グリーン、¥1,050



DA093 歯鏡 プラスチックハンドル 135mm、ブラック、¥1,050